

MYCOVIEW®

IDENTIFICAZIONE E PROFILO DI RESISTENZA PER LA DIAGNOSI DEI MICOPLASMI UROGENITALI



LETTURA MANUALE VISIVA

**LETTURA AUTOMATICA
PER GARANTIRE LA
TRACCIABILITÀ DEL RISULTATO**



KIT DI SCREENING RAPIDO



MYCOVIEW®

Identificazione, Conta e Test di resistenza in unica soluzione
Pannello di sola Identificazione e Conta
Test di Screening rapido
Pannello di antibiotici in accordo con gli standard internazionali
Lettura visiva o automatica
Kit completo per l'analisi
Sicurezza e tracciabilità del risultato
Economico

Prodotto	codice
MYCOVIEW Kit per l'identificazione, la titolazione differenziale e la determinazione delle resistenze a 7 antibiotici di <i>Ureaplasma</i> spp. e <i>Mycoplasma hominis</i>	302040
MYCOVIEW AST Kit per l'identificazione, la titolazione di U.sp e M.h e test di sensibilità agli antibiotici. Antibiotici a doppia concentrazione (<i>linee guida CSLI</i>)	303040
MYCOVIEW ID Kit per l'identificazione e la titolazione differenziale di <i>Ureaplasma</i> spp. e <i>Mycoplasma hominis</i>	302030
MYCOVIEW MEDIUM Per lo screening dei Micoplasmi urogenitali (40 T Broth + 40 Medium)	302060
T BROTH Flaconi con terreno di trasporto per i Micoplasmi urogenitali	302020
A8 READER Strumento per la lettura, la registrazione e l'interpretazione automatica di Mycoview, collegabile con LIS o PC	302010
A8 READER Bar code scanner Scanner per la lettura dei codici a barre dei campioni	303110
A8 READER CONTROL Kit di controllo lettura A8 reader, contiene 1 controllo positivo e 1 negativo	302070



Biolife